

**「ハーツ加工®」済みノベルティ品プレゼントは好評続中!**

毎月のキャンペーンのご利用また販社へのお問い合わせ、ありがとうございます。「ハーツ加工®」済みノベルティ品は、新入り「ボトルカバー」「ロイヤルレース扇子」の他に「スタンドペンケース」「クッションシート」「ホルドリング」「カタログメモ帳」「スーパーシールセット3組」と合わせて7種類の内からお選びください。詳細は各販社までご確認ください。

**スタンドペンケース**

円柱型ペンケース。ファスナーを開けスナップボタンで留めれば、自立したペン立てとしても使用可能(カラーはお選びいただけます)



**スマホホルドリング**

スマホに貼りつけば、スタンドや指を通すリングとして使用できます。リングは360度回転、180度スイング。



**ロイヤルレース扇子**

**期間限定**



「ハーツ加工®」の涼風を!

**カタログメモ帳**

私共の「製品総合カタログ」デザインのメモ帳です。150枚つづりで、文字通り「メモ帳」としてオフィスや学校、ご家庭で、また「ハーツ加工®」済みなので、シールが手元のない時に、気になった部分に代わりに当ててください。



**スーパーシールセット3組**

※従来の「スリムポーチ」「リフレクター」「コインパス」「ペン型ドライバーセット」「携帯ルーペ」「2WAY タッチペン」「ポータブルうちわ」「クッションポーチ」「ハンドミラー」についてはお問い合わせください

**クッションシート**

クッション式なので、冷えや腰への負担が少なく座れます。折り畳みができ、ピクニック、屋外でのスポーツ観戦などに最適です。 350×270×15mm (カラーはお選びいただけます)



**休業日・営業時間のご案内**

私共の休業日は土・日・祝日で、平日の営業時間は9:00am~5:00pmです。今月は15日(月)が海の日のため休業日とさせていただきます。ご了承ください。ご注文が午前中の場合は原則当日発送、午後以降の場合は翌営業日以降の発送とさせていただきます。

**編集後記**

「メタリックバングル」を、いよいよ発表させていただきました。「ハーツ製品」としては、これまでにないラインナップで、しっかりと手首をサポートいたします。4色いずれも甲乙付け難い綺麗な仕上がりで、気分よっての着け替えもお勧めです! 編集長・佐藤拓幸



**株式会社ハーツ&ハーツクリニック**

〒178-0063 東京都練馬区東大泉 7-31-21-406

TEL 03-5905-7105 FAX 03-5905-7107

<http://www.heartzkk.com>

**健康サポーター宣言!!**

※ハーツ通信掲載製品の金額は本体価格(税抜き価格)です。別途消費税を申し受けます。

HEARTZ、周波数加工®、ハーツ加工®、周波数健康法®、コンビニ整体®は、株式会社ハーツ&ハーツクリニックの登録商標です。

私たちの身体は、周波数でなりたっています。その周波数は、体中の情報を瞬時に脳に伝え、脳はその情報を瞬時に分析し、最適な対応策を全身に送り返します。主要な周波数は2030種類もあり、それぞれが乱れずに流れる事で情報がスムーズに伝わり、身体が本来持つ力を発揮させます。「ハーツ製品」には、その周波数を整える独自の「周波数加工®」…「ハーツ加工®」が施されています。いわば脳への「道しるべ」です。

**新製品! ハーツ史上初!! 「バングル」登場!**

先月号で予告いたしました、新製品「メタリックバングル」、私共の「メタリックネックレス」生産工場にて生産、4色展開いたします。男女兼用のサイズ感、衣服等の引っ掛かりがしにくい形状、シンプルでどなたにも似合うデザインを模索して新たにオリジナル型をつくりました。

素材は「メタリックネックレス」同様にサージカルステンレス…SS316Lです。表面は「メタリックネックレス K24GP バージョン」作製で実績のある国内協力工房にて4色を用意させていただきました。

いずれも高い技術により表面を仕上げております。どうぞお気に入りのカラーをお選び下さい。独自の「周波数加工®」…「ハーツ加工®」の差はございません。脳から離れていながら一番使われるのが手です。

その要でもある手首に「メタリックバングル」をお勧めいたします。

※1: 表面処理材は使用しておりませんが、ピンクゴールドタイプに銅成分を含有しております。高い技術力と安全性を考慮しての処理をしておりますが、皮膚にアレルギー反応をおこす可能性が皆無とは言えません。かゆみ、肌荒れ等の症状が発生した場合は速やかに御使用中を中止し取扱店へ御連絡下さい。

※2: つけたまま入浴は可能ですが、バングルと皮膚の間の水分が抜けきれずかゆみ等のアレルギー症状の原因になる場合がありますので、入浴時はバングルを御外しになる事をおすすめします。発汗時、バングルと皮膚の間の汗を拭き取って御使用下さい。

※3: 御自身の手首に装着しやすい様にバングルの形を調整して下さい。

**メタリックバングル 各 50,000円(本体)**



**プラチナ (PP)**



**ゴールド (K24GP)**



**ピンクゴールド (PGP)**



**ルテニウム (RP)**



※記載の製品をはじめ全ての「ハーツ製品」に「周波数加工®」…「ハーツ加工®」を施しています  
※記載の価格は全て税抜き表示となっております

※記載の製品をはじめ全ての「ハーツ製品」に「周波数加工®」…「ハーツ加工®」を施しています  
※記載の価格は全て税抜き表示となっております

メビウス ブラック・ホワイト、ステンレスジョイント/マグネットジョイント

「メビウスホワイト」発表から、他のメビウス製品も併せて、まとめ買いや、お手持ちとは別のタイプを追加でお求めの方も増えております。

ジョイントタイプで3種に分けられますが、着脱はいずれも、トップ部分と、シリコン部のトップに近い部分を指でつまんで行なう、簡単な方法です。

「ハーツネックレス」「ハーツブレスレット」の入門編としてお使いの方も多く、まだの方は是非お試しください。



メビウス ホワイト



メビウス ブラック

50 cm:各 **4,000** 円(本体)

50 cm以外:各 **3,000** 円(本体)

	ブラック/ホワイト	ステンレスジョイント	マグネットジョイント
<b>ジョイント部分</b>	トップ突起にシリコン部端を差込む 	嵌め込み式(パチッと嵌める)着脱ジョイント 	マグネット(磁石)採用の着脱ジョイント 
<b>サイズ</b>	50 cm	50 cm 17 cm、19 cm、21 cm、25 cm	17 cm、19 cm、21 cm
<b>カラー</b>	黒、白	黒、白、赤、青、黄、緑	黒、白、赤、青、黄、緑
<b>在庫状況</b>	在庫は十分ございます	<b>在庫なし</b> 50 cm: 黒・白・赤 19 cm: 黒・白、17 cm: 白	<b>在庫なし</b> 17 cm: 青
<b>全体写真</b>			

※ペースメーカーをご利用の方は、マグネットジョイントの場合、ご使用前に医師にご相談ください。  
※在庫状況は日々変動します。ステンレスジョイント、マグネットジョイントは在庫限りで(在庫少量のタイプもございます) 再生産の予定はございませんので、お早目のご注文をお勧めいたします。

※記載の製品をはじめ全ての「ハーツ製品」に「周波数加工®」…「ハーツ加工®」を施しています  
※記載の価格は全て税抜き表示となっております

秋葉直人先生「アキバプロジェクト」、リレーマラソン優勝!

私共の提携治療院であり、陸上選手達の窓口を務めていただいている、治人接骨院はり・きゅう院の秋葉直人先生が、自ら立ち上げた「アキバプロジェクト」のメンバーでリレーマラソンに参加、優勝されました。

6月1日・2日に豊洲で開催されました、グリーンチャリティーリレーマラソンの12時間の部に出場して来ました! 1.5kmの周回コースを8人で12時間リレーし続けるという過酷な競技です。

結果は、激闘の末に優勝することが出来ました!

2位のチームとはずっと競り合っていましたが、後半の1番苦しい時間帯に相手チームの足が止まり始め、一気に差が開いていきました。

私たちは休憩時間にハーツさんのジェルでケアをしたり、ベッタタオルに包まることで回復し、誰1人として故障者も出ませんでした。

シールもたくさん貼り、苦しい時間帯でも足が止まることなく、最後までしっかりと走りきれました!

ハーツ&ハーツクリニックの皆様、今回もサポートして頂き、本当にありがとうございました!

チームを代表して、心より感謝申し上げます。



表彰式  
秋葉先生(左から2人目)  
とチームメンバーの皆さん

治人接骨院はり・きゅう院  
代表 秋葉直人

以前には駅伝大会にも優勝するなど、チームワークも抜群です。また先生ご自身は東京マラソンでは好タイムで完走もされています。

今回表彰式で着用のシャツは、C.P.X Tシャツ(新迷彩)に「アキバプロジェクト」デザイン入りのロゴをプリントした特製Tシャツでした。いずれの大会でも「ハーツ製品」をフルに活用していただきました!



※記載の製品をはじめ全ての「ハーツ製品」に「周波数加工®」…「ハーツ加工®」を施しています  
※記載の価格は全て税抜き表示となっております